

お客様各位

セイコーアイウェア株式会社

セイコーアイウェア株式会社

～ キレイなあの人は始めてる ～

『美ケアコート UVP』屈折率1.74素材 受注開始のご案内

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、当社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび当社では、発売以来大変ご好評いただいております「美ケアコート UVP」に屈折率1.74素材を追加し、2019年12月2日(月)より受注を開始いたします。

「美ケアコート UVP」は、光老化*の一因と言われている近赤外線を約50%カットし、目と目元のケアをサポートするコーティングです。

屈折率1.74素材の追加により、お客様へのご提案の幅が更に広がります。

通年の光老化対策用、目と目元のケアアイテムとして、「美ケアコート UVP」を引き続きご拡販下さいますようお願い申し上げます。



* セイコーアイウェア株式会社は「光老化」啓発プロジェクトに協賛しています。

「光老化」啓発プロジェクトホームページ <https://www.hikari-rouka.org/>

敬具

記

【発売概要】

- 商品名 美ケアコート UVP <屈折率1.74素材>
- 発売日 2019年12月2日(月)
- 特長 近赤外線を約50%カット*

※平均カット率：近赤外線[波長域：780nm～1400nm]の分光透過率の平均値を1から減じた値

静電気防止機能／防傷機能／裏面反射UVカット機能／超撥水防汚機能

- 納期 標準納期
- 対応機種 セイコー／スターヴィジョンレンズ(特注品)

※一部お受けしていない機種もございますので、詳細は

[美ケアコートUVP 受注可能レンズ一覧]にてご確認ください。

- カラー アリアーテトレス／ファンクションカラー／見本染色 受注可

以上