

セイコーアイウェア株式会社

2021年2月8日

セイコーアイウェア株式会社

－ My Best Choice － インディヴィジュアル遠近両用レンズ

『セイコー インテグラルCS／NS』新タイプ追加発売のご案内



拝啓 時下、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、当社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび当社では、インディヴィジュアル遠近両用レンズ『セイコーインテグラルCS／NS』に新たな設計タイプを追加し、2021年3月1日(月)より全国で受注を開始いたします。

『セイコー インテグラルCS』・『セイコー インテグラルNS』は、現代人の多様化するライフスタイルやファッションスタイルに対応する、様々な設計要素を取り入れた個別志向の遠近両用レンズです。「新しい生活様式」への対応が求められる昨今、消費者が商品に期待するニーズは更に細分化しています。

そのようなお客様の幅広いニーズにお応えするべく、好評の『セイコー インテグラルCS』・『セイコー インテグラルNS』に新たに「タウン(遠近両用・中間重視タイプ)」・「オフィス(室内用中近・中間重視タイプ)」・「ルーム(室内用中近・近方重視タイプ)」を加え、ラインアップを拡充いたします。また販売中の『セイコー インテグラルCS／NS』は、「オールラウンドタイプ」とし、「NS」には、アクティブな活動に適した遠用視野の広い「シャープTタイプ」を追加いたします。

お客様お一人おひとりのライフスタイルを、フレキシブルにサポートする — インディヴィジュアル遠近両用レンズ『セイコー インテグラルCS／NS』を、この機会に是非おすすめ下さい。

☆ INTEGRAL・・・「不可欠な」、「無くてはならない」、「和」の意

☆ CS・・・Comfortable Sight 「快適な視界」の意

☆ NS・・・Natural Sight 「自然な視界」の意

敬具

【発売概要】

- 商品名 セイコー インテグラルCS 1.74/1.67/1.60
オールラウンド（遠近両用タイプ）※新たな名称となります。
[シャープT/ナチュラルY/ソフトI]

-  タウン（遠近両用・中間重視タイプ）
-  オフィス（室内用中近・中間重視タイプ）
-  ルーム（室内用中近・近方重視タイプ）

セイコー インテグラルNS 1.74/1.67/1.60
オールラウンド（遠近両用タイプ）※新たな名称となります。
[ シャープT/ナチュラルY]

-  タウン（遠近両用・中間重視タイプ）
-  オフィス（室内用中近・中間重視タイプ）
-  ルーム（室内用中近・近方重視タイプ）

- 発売日 2021年 3月1日（月）より受注開始いたします。

- 特 長

				インテグラル INTEGRAL CS	インテグラル INTEGRAL NS
全度数最適設計				○	○
タイプ	オールラウンド	シャープT		○	NEW ○
		ナチュラルY		○	○
		ソフトI		○	—
	NEW タウン	F P 上の 加入率	17%	○	○
	NEW オフィス		27%	○	○
	NEW ルーム		40%	○	○
アドバンストアスフェリック設計				○	○
カーブペアリングシステム				○	○
プリズム収差補正				○	○
C C C S (トリプルC S) 設計				○	○
スマートサポート設計				○	—
フレーム 三次元補正	装用時前傾角			○	—
	フロント角			○	○
	頂点間距離			○	—
カーブセレクト				○(2／4／6／8)	○(4／6／8)
フロンティア(420nm の青色光を約80％カット)				○(＊)	
ソレール（調光レンズ）				○(オールラウンド・タウン)(＊)	
ポーラーシン（偏光レンズ）				○(オールラウンド・タウン)(＊)	

(※)屈折率1.67/1.60のみ対応、同時受注不可。

※製作範囲等詳細は、別途レンズガイド等でご確認ください。

以上

EYEWEAR THAT PERFORMS