


セイコーオプティカルプロダクツ株式会社

2021年5月

セイコーオプティカルプロダクツ株式会社

メンテナンスフリー防曇コーティング 『フォグレスケアフリーコート』新発売のご案内



拝啓 時下、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、当社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび当社では、新方式のくもり低減コーティング『フォグレスケアフリーコート』を、
2021年5月20日(木)より全国で一斉に発売し、受注を開始いたします。

メガネユーザーにとって、「レンズのくもり」は煩わしいものです。特に、マスクを身に着けることが日常化している現在、「レンズのくもり低減」への要望はますます高まっております。当社は、2004年にレンズのくもりを低減するコーティング「フォグレスコート」を発売し、以来、長らくご愛顧をいただいておりますが、このたび、新たにメンテナンスフリー防曇コーティング『フォグレスケアフリーコート』を開発いたしました。

新開発の『フォグレスケアフリーコート』は、吸水性とすべりやすさを併せ持つ新方式のくもり低減コーティングです。従来の「フォグレスコート」が、メンテナンス液を塗布することにより親水性を持たせ、くもりを低減していたのに対し、新開発の『フォグレスケアフリー

コート』は、くもり低減コート層に吸収された水分が乾燥すると放出されるため、従来のような防曇機能のメンテナンスが不要です。表面のすべり性も高く拭き心地も抜群で、お手軽にご使用いただけます。

当社は、従来品の「フォグレスコート」と新製品の『フォグレスケアフリーコート』を今後も併売し、お客様のご要望にきめ細かくお応えしてまいります。


優れたくもり低減機能で視界良好、現代のメガネユーザーのニーズに応える新開発の『フォグレスケアフリーコート』をこの機会に是非おすすめ下さい。

敬具

記

【発売概要】

- 商品名 フォグレスケアフリーコート [略号：FCF]
- 発売日 2021年 5月20日 (木) (※1)
- 特長 吸水性とすべりやすさを併せ持つ防曇コーティング
*吸水された水分は乾燥すると放出され、防曇性のメンテナンスが不要
*表面のすべり性が高く、抜群の拭き心地
*反射色は白色



- 納期 標準納期
- 対応機種 (※1) セイコー/スターヴィジョンレンズ (特注品) 1.67 / 1.60 素材
- カラー アリアーテトレス

[カラー品の場合の注意事項]

製品の特性上、『運転および路上使用適合性(視感透過率による規定の
カテゴリ)の違い』が生じる場合がございます。

(※1) 対応機種および発売日の詳細については、別紙[フォグレスケアフリーコート 受注可能レンズ一覧]にて
ご確認下さい。

以上

EYEWEAR THAT PERFORMS

フォグレスケアフリーコート 受注可能レンズ一覧

フォグレスケアフリーコートは、下記○印のレンズにて受注が可能です。（全て特注受注となります。）

SEIKO			1.74	1.67	1.60	1.50
あなた仕様のレンズ インテイクイジュアルレンズ	カスタムレンズ	インテグラルCS 〈オールラウンド/タウン/オフィス/ルーム〉		○	○	
		インテグラルNS 〈オールラウンド/タウン/オフィス/ルーム〉		○	○	
		シナジー/シナジーWD ※6月1日より		○	○	
	ヴァリユーレンズ	ヴィジオDS		○	○	
		ヴィジオRA		○	○	
		ヴィジオDW		○	○	
	年代別カスタムレンズ	バシユートEV ※6月1日より		○	○	
	用途別カスタムレンズ	インドアLD ※6月1日より		○	○	
		インドアMD ※6月1日より		○	○	
		インドア100/インドア200 ※6月1日より		○	○	
インドアPC ※6月1日より			○	○		
サポートレンズ ナチュラルビジョンレンズ サポートレンズ	スーパーソプリン		○			
	スーパールーシャス			○		
	スマートエイド ライト スマートエイド レギュラー ※6月1日より		○	○		
STARVISION			1.74	1.67	1.60	1.50
近視・遠視・ 乱視用レンズ (単焦点レンズ)	非球面設計レンズ	ユーピー-1.67 AS		○		
		ユーピー-1.60 AS			○	
	球面設計レンズ	ユーピー-1.60 S			○	

■フォグレスケアフリーコート特長

- ・ 吸水性とすべりやすさを併せ持つ、新方式の曇り低減コートです。
- ・ 吸水された水分は乾燥すると放出されるため、お手入れ不要で繰り返し使用できます。
- ・ 表面のすべり性も高いため、拭き心地も抜群です。

注意事項 ※セイコートライベックスシリーズ、ソレール、ポーラーシンはお受けしておりません。
 ※セイコーフロンティアについてもオプション加工対応可能です。詳しくは「セイコーフロンティア 受注可能レンズ一覧」をご確認ください。
 ※カラー品について：アリアーテトレスカラーのみ受注可能です。