

LF BLACK LEAF

**重さは通常フレームの約半分！
ワイルドなのに超極薄・超軽量・フィット性抜群！
セイコーから
驚異のプラスチックフレーム新登場！**

知っておきたい3つの特徴

① 重さは重厚でワイルドなトレンドープラスチックフレームの約半分

- A. わずか 1.8mm のフロント極薄・軽量デザイン設計
- B. わずか 1.8mm のテンプル極薄・軽量デザイン設計

② フィット性抜群の調整機能を持つ3つの構造

- C. 調整しやすいヨロイ丁番
- D. 調整しやすいパッドアーム
- E. 調整しやすいテンプル

③ レンズをしっかりと固定し拭きやすい構造設計

- F.T 溝構造



通常フレームの約半分の軽さ。

重厚感と、超極薄・超軽量・フィット性の両立。

セイコー から、驚異のプラスチックフレーム新登場！

近年のトレンドで人気の高い、重厚感ある黒色のプラスチックフレームですが
その重さで鼻や耳が痛くなった経験はありませんか？

このたびセイコーでは、これらを克服した驚異のプラスチックフレームを開発しました。

知っておきたい3つの特徴

- ① 約1/2の軽量化を実現
厳選した素材選びと、徹底的な軽量化への挑戦。
重厚でワイルドな印象と機能性はそのままに、極薄・軽量・快適なフィット性を追求し、
一般的なプラスチックフレームの約半分までの軽量化(当社比)を実現しました。

- A. わずか 1.8 mm(*)のフロント極薄・軽量デザイン設計
フロント素材は、強靱なドイツ製のエンジニアプラスチック「トロガミド™」を採用。
型崩れしにくい薄さを実現しました。

- B. わずか 1.8 mm(*)のテンプル極薄・軽量デザイン設計
テンプルの変形防止、耳へのフィッティングの調整に不可欠な芯金を埋め込みつつ
型崩れしにくい薄さを実現しました。

(*)局所的に1.8mmを超える部分がございます。

② フィット性抜群の調整機能を持つ3つの構造

- C. 調整しやすいヨロイ蝶番
顔の形は十人十色。ヨロイ丁番に調整しやすいβチタンのバネシートを採用し
テンプルの開き調整や耳の位置への上下角度調整を可能にしました。

- D. 調整しやすいパッドアーム
鼻の高さは十人十色。様々な鼻の高低にジャストフィットする
繊細な調整が可能なアーム式パッドを採用しました。

- E. 調整しやすいテンプル
着用者の頭を優しく柔らかくホールドする調整機能をもたらす芯金。
この変形防止にも役立つ芯金を、極薄軽量設計の中にしっかりと挿入しました。

③ レンズをしっかりと固定し、拭きやすい構造設計

- F. T 溝構造 (レンズ側面に凹溝を掘りフレーム側の凸山に挟み込むレンズ固定方法)
レンズの固定には、フロントが薄くてもレンズが外れにくいT溝構造を採用。
また、シリコンクッションがレンズを優しくホールドします。