

SEIKO Lune Doux

ルネ・ドゥ

セイコー ルネ・ドゥは洗練されたシンプルなデザインと
軽やかで柔らかな掛け心地を兼ね備えた大人の女性のための上質フレームです。

ルネ・ドゥの特長であるβチタンワイヤーをテン플に採用、
今回は質感の異なるキラキラのワイヤーと丸線を組み合わせバイカラーに仕上げました。

さらに大ぶりに曲げ加工を施すことで、より独創的なデザインが楽しめます。
またツーポイントモデルや樹脂フロントモデル、大きめの54サイズも加わり、バリエーションが充実しました。

NEW (8月発売)



LU3127 PN



DR



PU

51□16-135 (↑35.9)

| カラー | 仕上げ | 材質 |
|-----------|--------------------------|------------|
| DR ダークレッド | CPC (電着カラー)/FGP (金メッキ) | リム: βチタン |
| PN シェルピンク | CPC (電着カラー)/CPC (電着カラー) | ブリッジ: 純チタン |
| PU パープル | CSC (吹き付けカラー)/FGP (金メッキ) | ヨロイ: 純チタン |
| | | テンプル: βチタン |

NEW (8月発売)



LU3128 EP



RB



WR


52□17-135 (↑33.2)

| カラー | 仕上げ | 材質 |
|------------|--------------------------|------------|
| EP エッグプラン | CPC (電着カラー)/WP (ホワイトメッキ) | リム: βチタン |
| RB レッドブラウン | CPC (電着カラー)/FGP (金メッキ) | ブリッジ: 純チタン |
| WR ワインローズ | CPC (電着カラー)/CPC (電着カラー) | ヨロイ: 純チタン |
| | | テンプル: βチタン |

NEW (8月発売)



LU3129 LP



LB





LS

52□16-135 (↑34.5)

| カラー | 仕上げ | 材質 |
|------------|-------------------------|---------------------|
| LB ライトブラウン | CPC (電着カラー)/CPC (電着カラー) | フロント: プラスチック (ナイロン) |
| LP ライトピンク | CPC (電着カラー)/FGP (金メッキ) | ヨロイ: 純チタン |
| LS ライトスモーク | CPC (電着カラー)/FGP (金メッキ) | テンプル: βチタン |

NEW (8月発売)

LU3130 CD




54□16-135(±36.0)

| カラー | 仕上げ | 材質 |
|------------|-----------------------------|------------|
| CD チェリーレッド | CSC (吹き付けカラー) / CPC (電着カラー) | リム: βチタン |
| PP パステルピンク | CPC (電着カラー) / CPC (電着カラー) | ブリッジ: 純チタン |
| VI バイオレット | CSC (吹き付けカラー) / CPC (電着カラー) | ヨロイ: 純チタン |
| | | テンプル: βチタン |

NEW (8月発売)

LU3131 PX



52□17-135(±34.5)

| カラー | 仕上げ | 材質 |
|--------------|---------------------------|------------|
| BV ブルーバイオレット | CPC (電着カラー) / CPC (電着カラー) | リム: ー |
| PX ゴールド | FGP (金メッキ) / CPC (電着カラー) | ブリッジ: 純チタン |
| RP ローズライトピンク | CPC (電着カラー) / CPC (電着カラー) | ヨロイ: 純チタン |
| | | テンプル: βチタン |

■専用ハードケース



セイコーブランドフレーム 2年保証について

万一、ご購入日から2年間の保証期間内に、通常使用において、メッキ、塗装などの表面処理の剥がれ、フレーム本体のロー離れなどの不具合が発生した場合は、保証が適用されます。

保証期間内であれば、フレームの修理や部品交換を無償にて承ります。(但し、先セル、パッド等の消耗部品は除く)

*原産国 日本

*掲載商品の色は、実際の色と若干異なる場合があります。また仕様については、改良のため変更する場合がありますので、ご了承下さい。

SEIKO Lune Doux

“Relaxing Luxury” 大人の女性のための心地よいフレーム

軽やかな掛け心地と、シンプルで洗練されたデザイン

- * β チタン製のキラキラワイヤーを曲げ加工した、軽くしなやかなテンプル
- * テンプル全体のバネ性で優しくホールドする設計で、疲労感の少ない掛け心地
- * 程よい華やかさのある、上品なスタイルと多色使いのカラーリング
- * 安定感のある先セル形状による快適な装用感

豊富なフロントバリエーション

- * リムモデルはスリムでスタイリッシュ、強度に優れた特殊 β チタンリムを使用
- * 日本製のナイロン樹脂フロントモデル、ツーポイントモデルのバリエーション
- * 掛けやすいオーソドックスな玉型と、累進レンズにフィットする天地幅を確保

安心のMade in Japan

- * 信頼のおける高品質なつくりの福井県・鯖江製
- * 3次元でワイヤーの曲げ加工を施し、最終仕上げは職人の手仕事により丁寧に仕上げられています

SEIKOフレームは2年保証

- * 万一、購入日から2年間の保証期間内に、通常使用においてメッキ・塗装などの表面処理はがれ、フレーム本体のロー離れなど不具合が発生した場合は、フレーム修理や部品交換を無償にて承ります（但し、先セル、パッド等の消耗部品は除く）

堅牢性、耐久性を重視

- * 軽量で錆びにくい純チタン製
 - * 密着度・耐久性にすぐれた国内での表面処理（ニッケルレス）
 - * 丁番に緩みにくい樹脂巻きネジ「Z スクリュー」を採用、スムーズなテンプル開閉が持続
 - * 劣化しにくく一度締めると緩みにくいネジ「OS ロック」をフルリムのリムロックに採用
-